

Retainer Brite[®] is Easy-To-Use

Use daily for best results



- 1** Drop one tablet into enough warm (not hot!) water to cover appliance.



- 2** Place appliance into bubbling blue solution.



Keeps Appliances and Breath Minty-Fresh



- 3** When blue clears (15-20 minutes*) appliance is clean and odor free!



- 4** Rinse appliance and hands thoroughly with running water.



Maintain a professional looking clean between regular dental visits

*Wire appliances: DO NOT allow wire appliances to soak for more than 15 minutes. Remove promptly and rinse thoroughly with water.

STORAGE: Place in a cool dry place.

WARNINGS: Keep out of reach of children. Use only as directed. Do not put cleaning tablets or cleaning solution in mouth. Do not use to clean natural teeth. Thoroughly rinse appliance in running water before putting in mouth. If ingested, seek medical assistance immediately. In the U.S.A. please call Poison Control Center at 1-800-222-1222.

CAUTION: Keep out of reach of children. Do not put cleaning tablet in mouth.

©2007 Raintree Essix, Inc.

Retainer Brite is a registered trademark of Raintree Essix, Inc.



CE

RB-DFU-ENG Rev. 09/2007

Retainer Brite® es Fácil de usar

Uso diario para los ver los mejores resultados



- 1** Coloque una pastilla en agua templada suficiente (¡no caliente!) como para cubrir el dispositivo.



- 2** Coloque el dispositivo en la solución azul burbujeante.



Mantiene los electrodomésticos y el aliento frescos



- 3** Cuando se aclare el color azul (15-20 minutos*) ¡el dispositivo se encuentra limpio y libre de olores!



- 4** Aclare el dispositivo y las manos con agua del grifo.



Mantiene una apariencia de limpieza profesional entre las visitas regulares al dentista

*Aplicaciones eléctricas: NO permita que las aplicaciones eléctricas queden sumergidas durante más de 15 minutos. Retírelos rápidamente y aclárelos bien con agua.

ALMACENAMIENTO: Manténgalo en un lugar fresco y seco.

ADVERTENCIAS: Manténgalo alejado del alcance de los niños. Úselo únicamente como se indica. No introduzca pastillas o soluciones limpiadoras en la boca. No lo emplee para limpiar dientes naturales. Aclárelo bien con agua del grifo antes de volvérselo a introducir en la boca. En caso de ingestión, acuda a un médico inmediatamente. En los EE.UU. Rogamos llame al Centro de Control de Toxicología en el número de teléfono 1-800-222-1222.

PRECAUCIÓN: Manténgalo alejado del alcance de los niños. No introduzca pastillas limpiadoras en la boca.

©2007 Raintree Essix, Inc.

Retainer Brite es una marca registrada de Raintree Essix, Inc.



CE

RB-DFU-ESP Rev. 09/2007

Le Retainer Brite® est facile à utiliser

Utilisation quotidienne pour des résultats optimaux



1 Mettre une pastille dans suffisamment d'eau chaude (pas brûlante !) pour recouvrir l'appareil.



2 Placez l'appareil dans la solution bleue gazeuse.



Gardez une haleine fraîche et mentolée



3 Lorsque la couleur bleue disparaît (15-20 minutes*), l'appareil est propre et sans odeur !



4 Rincez soigneusement l'appareil et vos mains.



Maintient votre appareil dans une propreté de qualité professionnelle

*Appareils dentaires : NE PAS laisser les appareils dentaires tremper pendant plus de 15 minutes. Retirer et rincer soigneusement avec de l'eau.

CONSERVATION : à conserver dans un lieu frais et sec.

MISES EN GARDE : Conserver hors de portée des enfants. Respecter scrupuleusement le mode d'emploi. Ne pas mettre de pastille ou de solution nettoyante dans la bouche. Ne pas utiliser pour nettoyer les dents naturelles. Rincer soigneusement l'appareil avec de l'eau avant de le porter. En cas d'ingestion, demandez immédiatement conseil à votre médecin. Au Etats-Unis, veuillez appeler le Poison Control Center au 1-800-222-1222.

ATTENTION : Conserver hors de portée des enfants. Ne pas mettre de pastille nettoyante dans la bouche.

©2007 Raintree Essix, Inc.
Retainer Brite est une marque déposée de Raintree Essix, Inc.



CE

RB-DFU-FRA Rev. 09/2007

Retainer Brite® è facile da usare

Per conseguire benefici ottimali se ne raccomanda l'uso quotidiano



1 Sciogliere una compressa in una quantità d'acqua tiepida (non bollente!) ragionevolmente sufficiente a contenere l'apparecchio.



2 L'immersione della compressa produrrà effervescenza e l'acqua si colorerà di azzurro.



L'azione effervescente delle compresse rilascia nuova freschezza alle protesi e alito profumato.



3 Mantenere la protesi nell'acqua per 15-20*minuti fino a che l'acqua non perderà il colore azzurro. In quel momento la protesi sarà pulita e inodore!



4 Sciacquare accuratamente mani e apparecchio sotto l'acqua corrente.



Si consiglia una regolare pulizia durante le periodiche visite odontoiatriche

*Protesi con fili: NON lasciare le protesi in immersione per un tempo superiore ai 15 minuti. Rimuoverle immediatamente e sciacquarle accuratamente con acqua.

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto.

PRECAUZIONI D'USO: Tenere lontano dalla portata dei bambini. Leggere attentamente le istruzioni riportate. Non bere la soluzione pulente e non ingerire le compresse. Non utilizzare per sbiancare denti naturali. Sciacquare accuratamente l'apparecchio prima di applicarlo. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico. Se si è negli Stati Uniti contattare il Centro Antiveneni all'1-800-222-1222.

ATTENZIONE: Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non ingerire le compresse.

©2007 Raintree Essix, Inc.
Retainer Brite è un marchio registrato della Raintree Essix, Inc.



CE

RB-DFU-ITA Rev. 09/2007

Retainer Brite® ist einfach zu benutzen

Für beste Ergebnisse täglich verwenden



- 1** Für eine Anwendung eine Tablette in eine ausreichende Menge warmes (nicht heißes!) Wasser geben.



- 2** Legen Sie die Zahnprothesen in die sprudelnde, blaue Lösung.



Sorgt dafür, dass die Zahnprothese und der Atem minzfrisch bleiben



- 3** Wenn die Lösung klar wird (nach 15 bis 20 Minuten*) ist die Zahnprothese sauber und geruchsfrei!



- 4** Spülen Sie die Zahnprothese und Ihre Hände gründlich mit fließendem Wasser.



Bewahren Sie sich ein professionelles, sauberes Aussehen zwischen Ihren Zahnarztbesuchen.

*Einsätze mit Draht: NICHT LÄNGER als 15 Minuten einwirken lassen. Sofort entnehmen und gründlich mit Wasser abspülen.

LAGERUNG: Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort.

WARNUNG: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nur wie beschrieben gebrauchen. Nehmen Sie die Reinigungstabletten oder die Lösung nicht in den Mund. Nicht zur Reinigung Ihrer natürlichen Zähne verwenden. Die Zahnprothese in fließendem Wasser gründlich abspülen, bevor Sie diese wieder in den Mund nehmen. Wenn Sie das Mittel doch versehentlich zu sich genommen haben, sofort medizinischen Rat suchen. In den USA: rufen Sie bitte das Poison Control Center unter 1-800-222-1222 an.

VORSICHT: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nehmen Sie die Reinigungstablette nicht in den Mund.

©2007 Raintree Essix, Inc.

Retainer Brite ist eine registrierte Handelsmarke der Raintree Essix, Inc.



CE

RB-DFU-DEU Rev. 09/2007